


**J- Wb - J- Hnrnp A1 داضم بن رأة لى سنن لى داحأ داضم مسج
P09651**

CM0003158: رصنع لاقر



مقدم

دض ةدوج لال يلاع ةل يسنن لال يداحأ بن رأ داضم مسج
هنم ققحت لال مت (P09651) يرش ب لال hnRNP A1
عم لعافت ي. ELISA و IP و IF/ICC و IHC-P و WB-
انرلا ةجال عام ةساردل يلاثم. ذجل او رأف لال
لا ي بصع لال س كننن لال او لاسرمل لال

ديزمل فرعا

رابع عمل	معلومات
جتن مل مسا	hnRNP A1 - لة س نل ا د ا ح ب ن ر أ دا ض م س ج
ى رخ أ ءا مس ا / تاط ا ط ا لم	UP 1; ALS19; ALS20; HNRPA1; IBMPFD3; HNRPA1L3; hnRNP A1; hnRNP-A1
ع و ن ل ا	ي رش ب
م (ي رش ب ل) ن ج ال فر ع م	3178
ن ج ال فر ع م	3178
ي ع ا ن م ل د ص ت س م ال	(P09651) ي رش ب ال hnRNP A1 م 250-350 ه ن ي م أ ل ا ص ا م أ ل ا م ض ل ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب
ل د ص م ال	ب ن ر أ
ال ؤ	ة ل س ن ل ا ؤ د ا ح أ ؤ دا ض م ا س ا ح
ق ي ب ط ت ال	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
ع ط ا ق م ت الم ل ع ا ف ت ال	ذ ر ج ال ، رأ ف ال ، ن ا س ن إ ل ا
SWISS	P09651
ل و ت و ر ب ل ل ي ئ ز ج ال ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 39
ل ح ش ال	ج ل ت س ي ك