

Hnrnp ني توروب دض بنرأل نم ةجسنأل ددعت م داض م سح C1/C2 - P07910

رصنع ال مقرر: CM0019847



ةمدقم

دض بنرأل نم ةجسنأل ددعت م داض م سح
م ت (C1/C2) يرش بل hnRNP C ني توروب
IHC-P و WB تام ادختس ال هتي حالص نم ققحت ال
رأف ال و ناسن إل عم لعافتي؛ ELISA و IF/ICC و
ل بق ام طاب ترا لوح تاساردل لي لاثم. دج لا و
طبر لا و، لاسرمل انرلا رارق تس، لاسرمل انرلا
ي قاقشن ال.

ديزم ال فرع

رايعم ال	ةمق ال
جتنم ال مس	hnRNP C Rabbit pAb
راعتسم مس / تاطحال م	C1; C2; HNRNP; HNRPC; SNRPC; hnRNP C
عون ال	ناسن
م (ناسن إل اب) فرع م	3183
ني ج ال فرع م	3183
يعانم ال دصتسم ال	hnRNP C يرش بل (NP_112604.2) ني توروب نم 190 إل 86 نم ةني م اصاح ل سلسلتي ل ع يوتحي فلتؤم يجام دن ني توروب فلتؤم ني توروب
ردصم ال	بنرأ
ةف ال	ةجسنأل ددعت م داض م ال ماسج ال
قي بطت ال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
لدابت ال لعافتي	دج، رأف، ناسن
SWISS	P07910
ني توروب ال نزو	نوتلاد وليك 34
نحش ال	جلت سيك