


Anti-Hnrnp E1/Pcbp1 J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15365

رخصة العمل: CM0017171



مقدم

hnRNP E1/PCBP1 بروتين مهم في تنظيم عملية الترجمة. يتم استخدامه في فحص الأجسام المضادة ضد hnRNP E1/PCBP1 بواسطة Western Blot (WB)، Immunohistochemistry (IHC-P)، Immunofluorescence (IF/ICC)، و Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA). الأجسام المضادة ضد hnRNP E1/PCBP1 يمكن استخدامها في فحص الأجسام المضادة ضد hnRNP E1/PCBP1 في عينات الدم، البول، والبراز. الأجسام المضادة ضد hnRNP E1/PCBP1 يمكن استخدامها في فحص الأجسام المضادة ضد hnRNP E1/PCBP1 في عينات الدم، البول، والبراز.

ديزيم الفرع

الاسم	الاسم
جسم المضاد	hnRNP E1/PCBP1 Rabbit pAb
معلومات عامة	HNRPX; HNRPE1; hnRNP-X; HEL-S-85; hnRNP-E1; hnRNP E1/PCBP1
الاسم	ناسن
GeneID (ناسن)	5093
GeneID	5093
معلومات	hnRNP E1/hnRNP E1/PCBP1 (NP_006187.2). يتم استخدامه في فحص الأجسام المضادة ضد hnRNP E1/PCBP1 بواسطة Western Blot (WB)، Immunohistochemistry (IHC-P)، Immunofluorescence (IF/ICC)، و Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA).
ردص	برن
الفرع	عائلة البروتينات
البيانات	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
معلومات	ذ. ر. أ. ناسن
SWISS	Q15365
نوع البروتين	37kDa
نوع العمل	ج. ل. س. ك.