


Anti-Hnrnp E1/Pcbp1 دض بنرألل ةللسنل دىحو داضم Wb، If/Icc، Elisa - Q15365

ررضنعلال مقر: CM0004025



ةمدقم

دض ءادلأل يلالع بنرألل ةللسنل دىحو داضم
hnRNP E1/PCBP1 يرشبال (SWISS: Q15365). مت
WB، IF/ICC، ف مادختسالل هتخص نم ققحتال
نارئفلاو رشبال عم بلصتم لغافت عم ELISA
يوونل ضمحل طبر تانيتورب ثاأبأل يلاثم
مدل تايرك نيوكتو (RNA-binding) يبال
ءارمحل.

ديزملا فرع

لماعمال	ةمقلا
جتنمالمسا	hnRNP E1/PCBP1 Rabbit mAb
راعسمسا/اتاطحال	HNRPX; HNRPE1; hnRNP-X; HEL-S-85; hnRNP-E1; hnRNP E1/PCBP1
عونال	ناسن
مىجال فرعم (GeneID)	5093
دضتسمال	هنيئمالا (NP_006187.2) يرشبال hnRNP E1/PCBP1 نم 100-200 ةنيئمالا ضامألال لءادل لسلست عم قفاوتى يعانطصا ديتبب
ردصمال	بنرأ
ةئفلا	ةللسنل ةدىحو داضم ماسأ
قبطتال	WB, IF/ICC, ELISA
بالصتملالعافتال	راف، ناسن
SWISS	Q15365
نيتوربال نرو	37kDa
نحشال	جلت سىك