


J- Hnrnp K J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61978

رخصن عل مقرر: CM0002689



ةمدقم

hnRNP K فدهتسي بنرألل ةليسنل ديو داضم Western blot، IHC-P، IF/ICC، و ELISA. لكشب لعافت ي. ثاحبأل يلاثم. ذرلأو رأفل عم بللاصت م زيامتلأو، p53 تاراشإو، pre-mRNA ةللعم ي.بصلل.

ديزمال فرعا

لماعلم	ةمقلا
جتنمالمسا	hnRNP K Rabbit mAb
راعنسمس/اتاطاحالم	AUKS; CSBP; TUNP; HNRPK; hnRNP K
عاونألا	ناسنإ
GeneID (ناسنإ)	3190
GeneID	3190
دضتسملا	(P61978) يرشبلأ hnRNP K نم 1-100 ةنيملأا ضامألا لعاو لسلست عم قفاوتي يعانطصا ديتبب يعانطصا ديتبب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةليسنل ةديو دادصأ
قبططلا	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
بللاصتلملعافتلا	ذر، رأف، ناسنإ
SWISS	P61978
نيتوربلأ نزو	49kDa/51kDa
نحشلا	جلتسيك