


Hnrnp Q/Syncrip نيتورب دض يبنرأة لسننل ديحو داضم Wb و Ihc-P و If/Icc و Elisa - O60506 تاقيبطتلل

رصنعلال مقرر: CM0012011



ةمدقم

نيتورب فدهتسي يبنرأة لسننل ديحو داضم
hnRNP Q/SYNCRIP (SWISS: O60506).
WB تاقيبطتلل هتيجالاص نم ققحتلالت
مع لدابتتم لعافت هلو، ELISA و IF/ICC و IHC-P
انرلا ضيأثا بآل بسانم. ذجل او رأفل
ةمجرتلل في مكحتلالتو.

ديزملال فرعا

ةمدقم	ةمدقم
جتنمالمسا	hnRNP Q/SYNCRIP دض يبنرأة لسننل ديحو داضم
ةليدب ءامسأ / تاطحالم	PP68; NSAP1; GRYRBP; HNRNPQ; HNRPQ1; GRY-RBP; hnRNP-Q; hnRNP Q/SYNCRIP
عونال	يرشب
نيجال فرعم	10492
نيجال فرعم	10492
يعانمالم دضتسمال	يرشب ال hnRNP Q/SYNCRIP نيتورب نم 524-623 ةينمأال ضامأال نمض لسلسلت عم قفاوتي يعانطصا ديتبب (O60506)
ردصمال	بنرأ
ةئفلا	ةلسننل ةديحو دادصأال
قيبطتلالت	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
لدابتتم لعافتال	ذج، رأف، يرشب
SWISS	O60506
نيتوربال نزو	نوتلاد وليك 70
نحشال	جلت سيك