

ي ف م ادخ تسال ل Hnrnp U ل داضم ة ل س ن ل د ي ح و داضم م س ج Wb و Ip و If/Icc و Ihc-P و Elisa - Q00839

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0009607

ة م د ق م

hnRNP U دض ي ب ن ر أ ة ل س ن ل د ي ح و داضم م س ج ه ت ي ح ا ل ص ن م ق ق ح ت ل م ت ، (Q00839) ي ر ش ب ل ؛ WB و IP و IF/ICC و IHC-P و ELISA ي ف م ادخ تسال ل ب س ا ن م . ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ا ع م آ ي ل د ا ب ت ل ع ا ف ت ي و ي و و ن ل ل ض م ح ل ا ي ج و ل و ي ب و ن ي ت ا م و ر ك ل ل ث ا ح ب أ ل ة ل ل خ ل ا ة ر و د و ي ب ي ر ل ا .

د ي ز م ل ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	hnRNP U ي ب ن ر أ ل ة ل س ن ل د ي ح ا ل داضم م س ج ل ا
ة ر ا ع ت س م ل ا ء ا م س أ ل ا / ا ت ا ط ح ا ل م ل ا	SAFA: DEE54; HNRPU; SAF-A: U21.1: pp120: EIEE54; GRIP120: hnRNP U; HNRNPU-AS1
ع و ن ل ا	ن ا س ن إ ل ا
م (ن ا س ن إ ل ا) ن ج ل ا ف ر ع م	3192
ن ج ل ا ف ر ع م	3192
ي ع ا ن م ل دض ت س م ل ا	hnRNP U ن م 1-100 ة ي ن م أ ل ا ض ا م أ ل ل ر ط ا ن م ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب (Q00839) ي ر ش ب ل ا
ر دص م ل ا	ب ن ر أ ل ا
ة ئ ا	ة ل س ن ل د ي ح و داضم م ا س ج ا ل ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
ي ل د ا ب ت ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ل ا ، ر أ ف ل ا ، ن ا س ن إ ل ا
SWISS	Q00839
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 91
ن ح ش ل ا	ج ل ث س ي ك