

يبرغل ليجرتل ةليسننلا ددعتم بنرأل Hnrnpa3 داضم (Wb) - P51991

رصنعل مقرر: CM0021283

ةمدقم

فدهتسي بنرأل نم ةليسننلا ددعتم داضم
HNRNPA3 (P51991) يرشبل WB، IHC-P، ELISA، ل هتصح
ابللصت ملعافتو، ةللا عيوني تاذ. ذرل او رأفل عم
(splicing) هليصوتو RNA ةكرح ةسارذل.

ديزمل فرعا

راي علم	ةم ي ق ل
جت ن م ل م س ا	HNRNPA3 Rabbit pAb
راع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	FBRNP; HNRPA3; D10S102; 2610510D13Rik; HNRNPA3
ع ا و ا ل ا	ناسن
ني ج ل ا فرعم (Gene ID)	220988
دض ت س م ل ا	يرشبل HNRNPA3 نم 100-200 ةني م ا ل ا ض ا م ا ل ا ل خ ا د ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب : ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب (NP_001317178.1).
ردص م ل ا	بنرأ
ةئف ل ا	ةليسننلا ددعتم ةداضم ماسحأ
ق ي ب ط ت ل ا	WB، IHC-P، ELISA
ب ل ا ص ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذر، رأف، ناسن
SWISS	P51991
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	40kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك