

Hoxb4 دص ةليسنال ةددعت م ةداضم ال ماسجأل

Wb ةلي ل ةليحتلل Elisa - P17483

رصنع ال مقرر: CM0024240

ةمدقم

HOXB4 دص ةليسنال ةددعت م ةليسنال ةداضم ماسج
WB ةلي ل ةليحتلل ةتيحالص نم ققحتلل م
ةريشب ال HOXB4 عم لعافت. ELISA ةلي ل
ءانثأ ةليسنال مةيظنت ةساردل ةلاثم. ةرأفل او
ةفلفل-ةمأ ال روم مةمصتو ومن ال

ةيامل فرعا

ةمعمل ال	ةمقل ال
ةتتم ال مسا	HOXB4 Rabbit pAb
ةلي دب ءامسأ / ةاطحال م	HOX2; HOX2F; HOX-2.6; HOXB4
عون ال	ةريشب
ةريشب لل (ةريشب لل) فرعم	3214
ةريشب لل فرعم	3214
ةعانم ال ةصتسم ال	(NP_076920.1) ةريشب ال HOXB4 نم 150 ةل 50 نم ةنيمة ال ةامأ ال ةل ةل لل ةصتسم عم قفاوت ةعانطصا ةيتبب ةعانطصا ةيتبب
رءصم ال	ةنرأ
ةئفلا	ةليسنال ةددعت م ةداضم ماسجأ
ةيظت ال	WB, ELISA
لءابتم ال لعافت ال	ةرأف، ةريشب
SWISS	P17483
ةني ةورب ال نرو	28 ةولء ةلي ك
ةنشل ال	ةل ةس ةي ك