

Elisa و Wb J- Hsc70/Hspa8 ب ن ر أ ة ل ي س ن ل د ي ح و د ا ض م م س ج - P11142

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0002936



ة م د ق م

د ض ة د و ج ل ا ل ا ع ب ن ر أ ة ل ي س ن ل د ي ح و د ا ض م م س ج م ت . Hsc70/HSPA8 (P11142) ي ر ش ب ل ن ي ت و ر ب ل ا ع م ل ع ا ف ت ي ، ELISA و WB ل ه ت ح ص ن م ق ق ح ت ل ا ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م . ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ا و ة ي ر ش ب ل ا ع ا و ن أ ل ا ، ن ي ت ا ذ ل ا م ا ه ت ل ل ا ل ا ، ن ي ت و ر ب ل ا ة د و ج ة ب ق ا ر م د ا ه ج إ ل ا ة ب ا ج ت س ا و .

د ي ز م ل م ف ر ع ا

ة م ل ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	ب ن ر أ ة ل ي س ن ل د ي ح و د ا ض م م س ج Hsc70/HSPA8
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	LAP1; HSC54; HSC70; HSC71; HSP71; HSP73; LAP-1; NIP71; HEL-33; HSPA10; HEL-S-72p; Hsc70/HSPA8
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
م ي ر ش ب (ن ي ج ل ف ر ع م)	3312
ن ي ج ل ف ر ع م	3312
ي ع ا ن م ل د ض ت س م ل ا	Hsc70/HSPA8 (P11142) ي ر ش ب ل ن ي ت و ر ب ل ا م 646 ل ا 547 م ة ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ن م ض ل س ل س ت ع م ق ب ا ط ا ت ي ي ع ا ن ط ا ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل ي س ن ل د ي ح و د ا ض م م س ج
ق ي ب ط ت ل ا	WB, ELISA
ل د ا ب ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ، ر أ ف ، ي ر ش ب
SWISS	P11142
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 71
ج ن ش ل ا	ج ل ت س ي ك