

Hsd3B1 - ج داضم ال ي بنرأ ة ل ي سنن ال دي ح و ال داضم ال مسج ال P14060 ي ع ج ر م ال م قر ال - Elisa و Ihc-P و Wb تاي ن ق ت ل ر ص ن ع ال م قر : CM0002211

ة م د ق م

ن ي ت و ر ب د ض ي ب ن ر أ ة ل ي س ن ن ال د ي ح و د ا ض م م س ج
ي ف م ا د خ ت س ا ل ل ب س ا ن م ، ي ر ش ب ال HSD3B1
ل ك ش ب ل ع ا ف ت ي . ELISA و IHC-P و WB ت ا ي ن ق ت
ث ا ح ب أ ل ي ر و ر ض . ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ت ا ن ي ع ع م ل د ا ب ت م
ت ا ن و م ر ه ل ا و ت ا د ي و ر ي ت س ل ل ن ي و ك ت

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ة م ل ع م ال	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ال م س ا	HSD3B1 Rabbit mAb
ة ر ا ع ت س م ال ء ا م س أ ل / ت ا ط ا ح ا ل م ال	HSD3B; HSD3B3; HSD3B3A; SDR11E1; 3BETAHSD
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
م ر ج ل ل (ر ش ب ل ل)	3283
م ر ج ل ن	3283
ي ع ا ن م ال د ض ت س م ال	(P14060) ي ر ش ب ال HSD3B1 ن ي ت و ر ب م 350 ل 250 م ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ن م ض ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب
ر د ص م ال	ب ن ر أ
ة ف ا	ة ل ي س ن ن ال ة د ي ح و ة د ا ض م ال م ا س ج أ ل ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IHC-P, ELISA
ل د ا ب ت م ال ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ل ا ، ر أ ف ل ا
ا ن ا ن ا ي ب ة د ع ا ق	P14060
ن ي ت و ر ب ال ن ز و	ن و ت ا د و ل ي ك 42
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك