

يبرغل لئاسنل ددعت م يبرنأل Hsd3B2 داضم رابتخاو، (If/Icc) ةيولخل ةيعانم/ةيعانم ةعانملاو، (Wb) (Elisa) - P26439 يميزنإل ةيعانم صاصتال

رصنعل مقرر: CM0023541

ةمدقم

HSD3B2 دض يبرنأل لئاسنل ددعت م داضم
يف همادختسال هنم ققحتال مت، يرشبال
ةعانملاو، (WB) يبرغل لئاسنل
رابتخاو، (IF/ICC) ةيولخل ةيعانم/ةيعانم
فشكي. (ELISA) يميزنإل ةيعانم صاصتال
ثاأبال لئالاثم. يرأفالو يرشبال HSD3B2
قيلخلتالو، ديوريتسل نيوكتبت ةقلعتمال
ءامصل دغلل تابارطضاو، ينومرهال.

ديزمال فرعا

لماعمال	ةميال
جتنملا مسا	HSD3B2 Rabbit pAb
ةراعتسملاءامسأل	HSDB; HSD3B; SDR11E2; HSD3B2
عاوناأل	ناسنإ
نيحل فرعم	3284
دضتسمال	(NP_000189.1) يرشبال HSD3B2 نم 1-287 ةينيأال صامأال عم قفاوتي لسلست ىل ع يوتحي بيكرتال داعم يجامدن نيوتورب
ردصمال	بنا
ةئفال	لئاسنل ددعت م داضم ماسأ
تاقيبطتال	WB, IF/ICC, ELISA
عطاقتال لعافتال	رأف، ناسنإ
UniProt يف لوصول مقرر	P26439
يئيزال نزوال	42kDa
نحشال	جلت سيك