


## Hsf1 J- Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q00613

رصدنعل مقرر: CM0004834



### ةمدقم

م ت HSF1 دض بنرألل ةللسنل ايداحأ داضم  
ل WB, IHC-P, IP, ELISA. هتحص نم ققحتل  
يلاثم. ذجل او، رأف، ناسنإل عم لعافت  
خسنل او ةيرارجل ةمدصل ةباجتسا ثاحبأل  
SWISS: Q00613.

ديزمل فرعا

| لماعمل               | هميقل                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جتنملا مس            | HSF1 Rabbit mAb                                                                                     |
| راعستم مس/اتاطحال م  | HSTF1; HSF1                                                                                         |
| عونلا                | ناسنإ                                                                                               |
| نيجلال فرعم (GeneID) | 3297                                                                                                |
| دصتسملا              | NP_005517.1) يرشبلا HSF1 نم 429-530 ةنيئمال ضامأل لخل لسلست عم قفاوتي يعانطصا ديتبب   يعانطصا ديتبب |
| ردصملا               | بنرأ                                                                                                |
| ةئفلا                | ةللسنل ايداحأ ةداضم ماسجأ                                                                           |
| قبطتلا               | WB, IHC-P, IP, ELISA                                                                                |
| عطاقم لعافتلا        | ذج، رأف، ناسنإ                                                                                      |
| SWISS                | Q00613                                                                                              |
| نيئوربلا نزو         | 57kDa                                                                                               |
| نحشلا                | جلت سيك                                                                                             |