

Hsp47/Serpinh1 دض ةلېسننل يداحلأا داضم لم سرجل Elisa - P50454 و If/Icc و Ihc-P و Wb تاقېب طتلل

رصن عل مقرر: CM0003359

ةمدقم

دض ةدوجل ال اع بنرأ ةلېسننل يداحلأا داضم لم سرج WB و ف مادختس لال دم تعم HSP47/SERPINH1 ناسن إال عم لعافت ي. ELISA و IF/ICC و IHC-P H1 نېبري س نيتورب فدهتسي. رآفل او تاقېب طتلل نيحالوك لال طي ف دعاسم ال ةيخشت لال او ةيخشت لال.

ديزم ل فرع

راي علم	ةمي قل
حتنم لم سا	HSP47/SERPINH1 Rabbit mAb
ةلېدب ءامس/أطاح لم	CBP1; CBP2; OI10; gp46; AsTP3; HSP47; PIG14; PPRM; RA-A47; SERPINH2; HSP47/SERPINH1
عون ل	ناسن
م (ناسن إال) فرع م	871
نيح ل فرع م	871
يغانم لم دضتسم ال	HSP47/SERPINH1 نيتورب ل 418 ل 319 نم ةني مأل اضا مأل انمض لس لسست عم قفاوتي يغانطصا ديتبب إغانطصا ديتبب (P50454).
ردصم ل	بنرأ
ةفئ	ةلېسننل يداحلأا داضم لم اسرج ال
قېب طتلل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
يلدابت ل لعافت ل	رأف ، ناسن
SWISS تاناي ب ةدعاق	P50454
نيتورب ل نزو	نوتلاد وليك 46
نحش ل	جلت سيك