

Wb تاقىب طلل Hsp70 دى ةل سىننل ايداحال داضم الم سىج Elisa - P0Dmv8 / P0Dmv9 و If/Icc و Ihc-P و

رصىن عل مقرر: CM0006886



ةمدقم

بىكرتل داغم بنرا ةل سىننل ايداحال داضم م سىج بسانم (HSPA1A/HSPA1B) ىرشب ال HSP70 دى WB تاقىب طلل و IHC-P و IF/ICC و ELISA. حمقل او ذرقل او رافل او ناسنل عم لعافتى ةنىم ال اضا محال: ىعانم لدضتسم ل. ةرذل او HSP70 نىتورب نم 600 ىل 500 نم

دىزم ل فرعا

ةمصاوم ل	ةمىق ل
جتنم الم سى	HSP70 دى بنرا ةل سىننل ايداحال داضم م سىج
ةلى دب ءامسأ / تاطحال م	HSP70; HSP72; HSPA1; HSP70I; HSP70-1; HSP70-2; HSP70.1; HSP70.2; HSP70-1A; HEL-S-103
عون ل	ناسنل
نىج ل فرعم	3303/3304
ىعانم لدضتسم ل	(NP_005336.3) ىرشب ال HSP70 نىتورب نم 600 ىل 500 نم ةنىم ال اضا محال لباقى لىل سىل ىوتج بىكرتل داغم ىعانم دن نىتورب
ردص ل	بنرا
ةئف ل	ةل سىننل ايداحال ةداضم الم اسىج ل
تاقىب طلل ل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
لدابتم ل لعافت ل	ةرذ، حمقل، ذرقل، راف، ناسنل
سوىس تاناب ةدعا	P0DMV8/P0DMV9
نىتورب ل نزو	نوتلاد ولىك 70
نشل ل	جلى سىك