

تاقيبطت لل Htr2C (5-Ht2C) دض ةليسننلا ددعت م داض م سرج Wb و Elisa - P28335

رصننعل مقرر: CM0016486



ةمدقم

دض ةليسننلا ددعت م يبنرأ داض م سرج
HTR2C (5-HT2C) يرشب لل نينوتوري سل لبقتسم
(Western blot) يبرغلل خيطلت لل دمتعم،
؛ذرجل و رأفل و ناسنل عم لعافت ي
ةنيما ألامحأل ي فيعانملا دضتسم ل عقي
ةيودأل ملع ثاحبأل يلاثم. 220 إلى 120 ن
ةي بصعلا.

ديزملل فرع

ةمقلا	ةمقلا
جتنملا مسا	HTR2C Rabbit pAb
ةليدب ءامسأ / تاطحال م	HTR1C; 5-HT1C; 5-HT2C; 5HTR2C; 5-HTR2C; HTR2C
عونلا	يرشب لل
نيجلل فرع م	3358
نيجلل فرع م	3358
فيعانملا دضتسملا	HTR2C يرشب لل (NP_000859.2) نينوتورب نم 120-220 ةنيما ألامحأل قاطن نمضيغانطصا دي تب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةليسننلا ددعت م داضملا ماسجالا
قيبطتلا	WB, ELISA
لدابتمل لعافتلا	ذرج، رأف، ناسن
تانايب ةدعاق SWISS	P28335
نينوتوربلا نزو	نوتلاد وليك 52
نحشلا	جلت سيك