


**Htr3A J- Wb, If, Ihc-P, Elisa - P46098** دض ةليسنن ديحو داضم  
رصنع الم قر: CM0007026



## ةمدقم

مت بن رأل نم anti-HTR3A ةل سسل دىحو داضم  
يغ انمل خي طلتل ي ف مادختس الل نم ققحتل  
ةعانمل او ، تنسرول فل اب ةعانمل او ، برغلل  
طبارتمل ةعانمل لىلحتو ، ةيجي سسل  
3A نىنوتوريسل لبقتسم فشتكى (ELISA)  
لثام ؛ نذجل او نارئفل او رشببالتاني عي  
. تانويأل تاونقو باصعأل مولع تاساردل

## ديزملا فرعا

| ل م ا ع م ل ا                     | ه م ي ق ل ا                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| ج ت م ل م س ا                     | HTR3A Rabbit mAb                              |
| ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ح ا ل م | HTR3; 5HT3R; 5-HT-3; 5-HT3A; 5-HT3R; HTR3A    |
| ع و ن ل ا                         | ن ا س ن ا                                     |
| م (ن ا س ن ا) ن ي ج ل ا ف ر ع م   | 3359                                          |
| ن ي ج ل ا ف ر ع م                 | 3359                                          |
| ل م ت س م ل ا                     | ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب                       |
| ل م ر ص ل ا                       | ب ن ر ا                                       |
| ه ا ل ف ا                         | ه ا ل ي س ن ل ا ه د ي ح و ه ا ص م م ا س ا ح ا |
| ل ا ق ي ب ط ل ا                   | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                |
| ع ط ا ق ا ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا   | ذ ر ج ، ر ا ف ، ن ا س ن ا                     |
| SWISS                             | P46098                                        |
| ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و             | 55kDa                                         |
| ل ا ح ش ر ل ا                     | ج ل ت س ي ك                                   |