


ق ف د ت ل س ا ي ق ل () ي ر ش ب ل ا C d 1 4 6 د ض ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م P 4 3 1 2 1 - ي و ل خ ل ا

ر ص ن ع ل ا م ق ر : C M 0 0 0 9 8 2 9



ة م د ق م

CD146 د ض ب ن ر أ ل ا ن م ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م
CD146/MUC18 ن ع ف ش ك ل ل ع م ق ف ا ر ت م
ي ف ي و ل خ ل ا ق ف د ت ل س ا ي ق ة ط س ا و ب ي ر ش ب ل ا
ي ن ي ن ا ل ي م ل ا م ر و ل ا و ة ن ا ط ب ل ا ا ي ا ل خ ل ا ث ا ح ب أ
ي ص ي خ ش ت ل ا م ا د خ ت س ل ل م ا خ ة د ا م ك ح ل ا ص
ر ش ا ب م ل ا (I V D) .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	Rabbit anti-Human CD146 mAb
ه ل ي د ب ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل ا م	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MelCAM
ع و ن ل ا	Human
ن ي ج ل ا ف ر ع م	4162
د ص ت س م ل ا	ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	Rabbit
ة ف ل ا	ه ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض ا
ق ي ب ط ت ل ا	FC
ع ط ا ق ا ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	Human
SWISS	P43121
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	72kDa
ح ش ل ا	Ice bag