


يرشب الـ Cd166/Alcam لـ داضم ةليسننل ديحو داضم مسج Q13740 - يولخل قفدتل سايقل

رصنع الـ مقرر: CM0011733



ةمدقم

لـ داضم بنرأل نم ةليسننل ديحو داضم مسج
CD166/ALCAM يرشب الـ مت، ققحتل مت،
(FC) يولخل قفدتل سايقل هتيجال ص
فلتؤم يعانم دضتسم. ناسنإل عم لعافت
مساو وهو، ALCAM/CD166 يلغ فرع تي
ايالخل ثاحبأو ةيئاتل ايالخل طيشننل
ايالخل قاصتل تاساردل يلاثم. ةيغزجل
ماروأل ثاحبأو ةيغانم الـ

ديزل فرعا

راي عم الـ	همي قل
جتنم الـ مس	يرشب الـ CD166/ALCAM لـ داضم بنرأل نم ةليسننل ديحو داضم الـ مسجل
راعنم الـ مسال/تاطحال الـ	MEMD: CD166
عون الـ	ناسنإل
GeneID (ناسنإل)	214
GeneID	214
يعانم الـ دضتسم الـ	CD166/ALCAM يرشب الـ (NP_001618.2) نم 28-526 ةيغانم الـ صامحال قباطم لسلسل يلغ يوتحي فلتؤم يجامدن نيوتوب
ردصم الـ	بنرأل
ةفلا	ةليسننل ةديحو داضم الـ مسجال
قيبطتل الـ	FC
بلصم الـ لعافت الـ	ناسنإل
SWISS	Q13740
نيوتوب الـ نرو	15kDa/33kDa/63kDa/65kDa
نحش الـ	جلت سيك