

Fc - و If/Icc ل () يرش ب ال Cd24 دض ةل يس ن ال يداح أ داضم P25063

رصنع ال مقرر: CM0009274

ةمدقم

دض قفارت م بنرأل نم ةل يس ن ال يداح أ داضم ةيعانم ال ةعانم لل بسانم ، يرش ب ال CD24 يركس ني تورب فدهت سي . ايالخل قفدت و ايالخل طيشنت في كراشي GPI - ب ط بترم ةعانم ال لي دعت و ، اهزيامت و ، ةيئاب ال

ديزم ال فرع

لماعم ال	ةم ي ل
جت نم ال م سا	Rabbit anti-Human CD24 mAb
راعتسم مس/اتاطحال م	CD24A; CD24
عون ال	Human
GenelD (يرش ب)	100133941
GenelD	100133941
دضتسم ال	يرش ب ال CD24 نم 1-80 ةني مأل اضا حال ل خاد لس لس ت عم قفاوتي يعانطصا ديت بب (NP_037362.1)
ردصم ال	Rabbit
ةف ال	Monoclonal Antibodies
ق ي بط ال	IF/ICC, FC
عطاقت ال لعافت ال	Human
SWISS	P25063
ني تورب ال نزو	8kDa; 13kDa
حش ال	Ice bag