


ب- مَصُومَلَا يَرْشَبَلَا CD300A - لَسَنَلَا دِيحُو دَاضَم مَسَج Q9Ugn4 - يُولُخَلَا قَفْدَتَلَا سَايَقَلَا

رَصْنَعَلَا مَقَر: CM0011847



مَدَقَم

دَض - ب نَرْتَقَم يَبْنَارَا لَسَنَلَا دِيحُو دَاضَم مَسَج
CD300a (CLM-8, IRp60, IGSF12) يَرْشَبَلَا دَضْتَسَمَلَا
يَلْع دُوجُوم يَطِيْبَت لَبَقْتَسَم وَهُوَ،
ةَنِيْدَبَلَا اِيَالْخَلَاو اِيَالْخَلَاو اِيَالْخَلَاو
(FC) يُولُخَلَا قَفْدَتَلَا سَايَقَلَا ثَاخْبَالْ يَلَاثَم

دِيْزَمَلَا فَرْعَا

رَايَعَمَلَا	هَمِيَقَلَا
جَتَمَلَا مَسَا	ب- يَرْشَبَلَا CD300a - لَسَنَلَا دِيحُو دَاضَم مَسَج
ةَلِيْدَب ءَامَسَا / تَاطَاخَلَا م	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
عَوْنَلَا	يَرْشَب
مَرْشَبَلَا (لَسَنَلَا) فَرْعَم	11314
نِيْجَلَا فَرْعَم	11314
يَعَاْنَمَلَا دَضْتَسَمَلَا	(NP_009192.2) يَرْشَبَلَا CD300a نِيْتَوْرَب م 178 يَلَا 18 م ةَنِيْنِيْمَالَا ضَاْمَالَا لَبَايَقِي لَسَلَسْت يَلْع يَوْتَحِي فِلْتُوْم يَجَاْمَدْنَا نِيْتَوْرَب
رَدَصَمَلَا	بَنْرَا
فِيْنَصَتَلَا	لَسَنَلَا ةَدِيْحُو دَاضَم مَسَا
قِيْبَطَتَلَا	(FC) يُولُخَلَا قَفْدَتَلَا سَايَقَلَا
لَدَاْبَتَلَا لَعَاْفَتَلَا	يَرْشَب
SWISS تَاْنَايِي ةَدْعَاقَا	Q9UGN4
نِيْتَوْرَبَلَا نَزُو	نَوْتَلَا دَوْلِيْكَ 16.5 / نَوْتَلَا دَوْلِيْكَ 12 / نَوْتَلَا دَوْلِيْكَ 20 / نَوْتَلَا دَوْلِيْكَ 33
نَحْشَلَا	جَلْتَسِيْكَ