

هينقتل يرشبل ال Cd300F/Irem-1 دض ةل س ن ال ديحو داضم Q8Tdq1 - يولخل قفدت ال

رصننعل مقرر: CM0004341



ةمدقم

دض بنرأل نم ةل س ن ال ديحو داضم
CD300F/Irem-1 يرشبل مت، ققحتل مت،
يولخل قفدتل سايق يف مادختس ال هتحص
1 ءي زجل طي بثلل لبقتسم ىلع فرعتي
نزاوتل يف كراشملاو، CMRF35- ب هبشل
م لعتا بأل يلاثم. ةتاذلا ةمعلبل او يعانم ال
ةعانملا.

ديزملل فرع

هياص ال	هيم ال
جت نمل مسا	Rabbit anti-Human CD300F/Irem-1 mAb
ةراعتسم ءامسأ/اتاطحالم	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; CMRF35-like molecule 1
عون ال	ناسن
م (ناسن) نجل فرعم	146722
نجل فرعم	146722
دصتسم ال	يرشبل ال CD300F/Irem-1 نم 20-156 ةني مأل صامحلل عم قفاوتي لسلسل ىلع يوتحي بيكرتل داغم يجامدنا نيورب (NP_620587.2)
ردصم ال	بنرأ
ةئف ال	ةل س ن ال ديحو ةداضم ماسحأ
قبطت ال	FC
عطاقتل لعافت ال	ناسن
SWISS	Q8TDQ1
نيتوربل نزو	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
نحش ال	جلت سيك