

جـ. داضم الة لىسننل دىحول داضم الة مسجل الـ Cd303/Bdca-2 Q8Wtt0 - قفدت لابل يولخلل سايق لل يرش بلال رصنن الة مقرر: CM0012483



ةمدقم

يبنرأل الة لىسننل دىحول داضم الة مسجل الـ سايق لل يرش بلال CD303/BDCA-2 جـ. داضم الة دىحت الة هجو لىل فشتك ي. قفدت لابل يولخلل ميج 4 C عون الة نم نيكتي لل لاجم ةلئاع وضع ةنصغتم الة ايلخلل ةمالع وهو، (BDCA-2) تانيلل يلاثم. ةيولخلل ةيمزالابل ةيرش بلال.

ديزم الة فرع

ةم لةم الة	ةم يةم الة
جتم الة مس	يرش بلال الـ CD303/BDCA-2 جـ. داضم الة لىسننل دىحول داضم الة مسجل الـ
ةراعتم ءامس / تاطحال م	DLEC; HECL; BDCA2; CD303; BDCA-2; CLECSF7; CLECSF11; PRO34150
عون الة	يرش بلال
نيج الة فرعم	170482 (يرش بلال)
يعانم الة دضتم الة	(NP_569708.1) يرش بلال الـ CD303/BDCA-2 ني تورب نم 213 لى 45 نم ةينمأل اصامأل عم قفاوتي لىلست لىل يوتحي فلتؤم يحامدن ني تورب
ردصم الة	بنرأ
ةئف الة	ةلىسننل ةديو ةداضم الة ماسجل الة
قيبطت الة	FC
لدابت الة لعاقت الة	يرش بلال
SWISS	Q8WTT0
ني تورب الة نزو	نوتلاد وليك 25 / نوتلاد وليك 21
نحش الة	جلت سيك