

Fc - Ig/Lf () يرش ب ال Cd34 دض ةل يس ن ال يداح أ داضم P28906

رصن عل مقرر: CM0010253

ةمدقم

CD34 دض ب نرأل ن م ةل يس ن ال يداح أ داضم
ةعان م لل ب سان م . ب ةرشاب م طبترم ، يرش ب ال
ثاحب ألل يلاثم . ايلخل قفدتو ةيعان م ال
مدلل ةنوكم ال ةيفلس ال ايلخل اب ةقلعت م ال
ةيومدل ةيعوأل ةن اطب تامالعو

ديزم ل فرع

لماع م ال	فصاوم ال
جتنم ال م سا	Rabbit anti-Human CD34 mAb
مس/اطحال م راعست م	CD34; CD34 molecule; GIG3; MORT1
عون ال	ناسن
GeneID (ناسن)	947
GeneID	947
دضتسم ال	يرش ب ال CD34 م 170-290 ةي ن مأل اصامأل عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي بيكرت ال داعم يجامدن نيورب ، بيكرت ال داعم نيورب (NP_001020280.1)
ردصم ال	ب نرأ
ةئف ال	ةل يس ن ال يداح أ داضم
قيبطت ال	IF/ICC, FC
عطاقت ال لعافت ال	ناسن
SWISS	P28906
نيورب ال نزو	35kDa/41kDa
نحش ال	جلت سيك