

ساي قول (Pe/Cyanine7) يرش ب ال Cd34 دض ةل يس ن ال يداح ا داض م P28906 - يول خ ال ق ف د ت ال

ر ص ن ع ال م ق ر : CM0004908

ة م د ق م

- ب ط ب ت ر م ب ن ر ال ن م ةل يس ن ال يداح ا داض م
ن م ق ق ح ت ال م ت ، يرش ب ال CD34 دض PE/Cyanine7
يول خ ال ق ف د ت ال ساي ق ي ف ه م ا د خ ت س ال ه ت ح ص
، ة ي و م د ل ة ي ف ل س ال ا ي ال خ ال دض ت س م ف د ه ت س ي
ول ي ك 41 ن ز ي ي ئ ا ش غ ي ر ك س ن ي ت و ر ب و ه و
ه ي ج و ت و ا ي ال خ ال ق ا ص ت ال ي ف ل خ د ت ي و ن و ت ل ا د
ة ي ع ن ج ل ا ي ال خ ال

ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	PE/Cyanine7 ل داض م ب ن ر ا CD34 mAb يرش ب ال
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	CD34; GIG3 يرش ب ال
ع ا و ن ال ا	ن ا س ن ا
م ن ج ال ف ر ع م	947
دض ت س م ل ا	NP_001020280.1) يرش ب ال CD34 ن م 170-290 ة ي ن ي م ال ا ض ا م ا ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ئ ف ل ا	ة ل يس ن ال ا ي د ا ح ا د ا دض ا
ق ي ب ط ت ال ا	FC
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ال ا	ن ا س ن ا
SWISS	P28906
ن ي ت و ر ب ال ن ز و	41kDa
ن ح ش ال ا	ج ل ت س ي ك