

## If-P - قيبتل يرب ال Cd45Ra - ل داضم ل انول كي لوب داضم P08575

مصنع ال مقرر: CM0021684



### مقدم

فدهتسي يبنرأل ل انول كي لوب ل داضم ال (PTPRC) يرب ال CD45RA ني تورب يعانم ال قيبتل هت حص نم ققحت ال (IF-P). ةن فرابم ال ةجسأل ال ع ي رول فل تاساردو عي عانم ال ايلال في نصت ل بسانم ةيئات ال ايلال طيشنت.

### ديزم الفرع

| معلم ال                 | مقي ال                                                                                                             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جتم الم سا              | يرب ال CD45RA دض يبنرأل ل انول كي لوب ل داضم ال                                                                    |
| ةلي دب ءامسأ / تاطحال م | PTPRC; B220; CD45; CD45R; GP180; L-CA; LCA; LY5; T200; زاتافسوف ني ني تورب ال زوري تال زاتافسوف                    |
| عون ال                  | رب ال                                                                                                              |
| رب ال (رب ال) فرع م     | 5788                                                                                                               |
| رب ال فرع م             | 5788                                                                                                               |
| يعانم ال دضتسم ال       | (P08575-8) يرب ال CD45RA ني تورب ف 110 ال 10 نم ةني مأل ضامأل نمض لس لس ت عم قفاوتي يعانطصا دي تبب: يعانطصا دي تبب |
| ردصم ال                 | بنرأ                                                                                                               |
| ةف ال                   | ةل انول كي لوب ل داضم ال                                                                                           |
| قيبتل ال                | IF-P                                                                                                               |
| لدابت الم لعافت ال      | رب ال                                                                                                              |
| تانا يي ةدعاق SWISS     | P08575                                                                                                             |
| ني تورب ال نزو          | نوتلاد وليك 147 / نوتلاد وليك 130                                                                                  |
| نحش ال                  | جلت سيك                                                                                                            |