

ق ف د ت ل ير ش ب ل ا E-Cadherin/Cd324 د ص ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م ا ي ا ل خ ل ا - P12830

ر ص ن ع ل ا م ق ر : CM0011849



ة م د ق م

ع م ق ف ا ر ت م ب ن ر ا ل ا ن م ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م
م ت ، ير ش ب ل ا E-Cadherin/CD324 ف د ه ت س ي
ب س ا ن م . ا ي ا ل خ ل ا ق ف د ت ل ه ت ح ص ن م ق ق ح ت ل ا
م ل ع و ، ا ي ا ل خ ل ا ق ا ص ت ل ا ب ة ق ل ع ت م ل ا ث ا ح ب ا ل ل
ن ا ط ر س ل ل ا و ، ير ا ه ظ ل ا ء ا ي ح ا ل ل .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	ير ش ب ل ا E-Cadherin/CD324 د ص ب ن ر ا ل ا ن م ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م
ة ر ا ع ت س م ء ا م س ا / ا ت ا ط ا ح ا ل م	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324
ع و ن ل ا	ن ا س ن ا
م ن ج ل ا ف ر ع م (ن ا س ن ا)	999
م ن ج ل ا ف ر ع م	999
د ص ت س م ل ا	(NP_004351.1) ير ش ب ل ا E-Cadherin/CD324 ن م 155-707 ة ن ي م ا ل ا ص ا م ا ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ل ا	ة ل ي س ن ل ا ة ي د ا ح ا د ا ض م
ق ي ب ط ت ل ا	FC
ع ط ا ق ا ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ن ا س ن ا
SWISS	P12830
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	90kDa/97kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك