


Wb، If-P، Elisa - J (Fc) يرش ب ال IgG1 دض ةل يس ن ال يداح أ داضم P01857 / P01859 / P01860 / P01861

رصنع ال مقرر: CM0003723



ةمدقم

فدهت سي بنرأل نم ةل يس ن ال يداح أ داضم
دضت سم يرش ب ال IgG1 ب ةصا ال Fc ةقطنم
ELISA، IF-P، WB، ةب صوم، بيكرت ال داغم
لهسي. ناسن إل اغم بل اصتم لكش ب لعافت
ةب اثل ال ةقطنم ال فئا طو ةسارد
ةعانم ال في ف يعانم ال نيلوي بولغلل
ةفيكت ال.

ديزم ال فرعا

ل م ا ل م	ة م ي ق ل
ج تنم ال م سا	Human IgG1 (Fc) Rabbit mAb
عون ال	ناسن
GeneID (ناسن)	3500
GeneID	3500
دضت سم ال	(P01857) (Fc) يرش ب ال IgG1 نم 100-330 ةني مأل اضا مأل اغم قفاوتي لس لس يوتحي بيكرت ال داغم ج امدن ني تورب
ردصم ال	بنرأ
ةال اف ال	ةل يس ن ال يداح أ داضم
قي بطت ال	WB, IF-P, ELISA
ب ل اصتم ال لعافت ال	ناسن
SWISS	P01857, P01859, P01860, P01861
ني تورب ال نرو	44kDa
نحش ال	جلت سيك