


ناسن إال داضم ال يرش ب ال IgG3 بنرأل ةل س ن ال دي ح و داضم J- Wb و Elisa - P01860

رصن عل مقرر: CM0007519



ةمدقم

يرش ب ال IgG3 بنرأل ةل س ن ال دي ح و داضم
ةقطنم ال فدهت سي. ELISA و WB ل ب س ان م
ال يرش ب ال IgG3 ل (aa 99-167) ةت ب ال
P01860 (UniProt) ثا ب ال
فاش ت ك و ةي ط ل ل ةع ان م ال
ةداضم ال م اس ج ال.

دي زم ال فرع

ل م اع م ال	ةم ي ال
ج ن م ال م س	Human IgG3 Rabbit mAb
راع س م س / ا ط ا ح ال م	IgG3; Human IgG3
ع ا و ال	Human
ي ر ش ب (ن ج ال فرع م)	3502
ن ج ال فرع م	3502
دض س م ال	Recombinant protein
ر دص م ال	Rabbit
ة ف ال	Monoclonal Antibodies
ق ي ب ط ال	WB, ELISA
ع ط ا ق م ال ل ع ا ف ال	Human
SWISS	P01860
ن ي و ر ب ال ن ز و	41KDa/49KDa
ن ح ش ال	Ice bag