


4 اماع ةتباثلا ةليقثلا ةعانملا/يرشبلا IgG4 داضم Elisa - P01861 و (Wb) يبرغل ليحرتلل بنرا لانولكيلوب CM0018876: رصنعلا مقر



ةمدقم

فدهتسي بنرألا نم لانولكيلوب داضم (IGHG4) يرشبلا IgG4 ل ةتباثلا ةقطنملا يبرغل ليحرتلل هتحص نم ققحتلا مت C ةلسلس ىلع فرعتي. ELISA و (Western blot) لمحتو ةيطلخلا ةعانملا ثابأل Ig gamma-4 ل ةعانملا.

ديزمل فرعا

لماعلا	هميلا
جتنملا مس	Human IgG4/Immunoglobulin heavy constant gamma 4 Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطحال	IGHG4; Ig gamma-4 chain C region; Human IgG4/Immunoglobulin heavy constant gamma 4
عاونا	ناسن
دصتسملا	(P01861) 4 اماع ةتباثلا ةليقثلا ةعانملا/يرشبلا IgG4 نم 50-150 ةنيماألا صامأالا لخاد لسلس تغم قفاوتي يعانطصا ديتب
ردصملا	بنرا
ةفلا	ةلانولكيلوب داضم ماسجا
قبطتلا	WB, ELISA
عطاقتلا لعافتلا	ناسن
SWISS	P01861
نيتوربلا نرو	44kDa
نحشلا	جلتسيك