


Wb، J- بنرأل نم ةلېسننل يداحأ (Fc) يرشبل ال Igm داضم If/Icc، Fc، Elisa - P01871

رصننعل مقرر: CM0006386



ةمدقم

داعم بنرأل نم ةلېسننل يداحأ داضم مسج ةتباتل ةقطنم فدهتسي بيكرتل (P01871) يرشبل ال IgM ج- ةلېقثل ةلسلسل ELISA، و WB، و IF/ICC، و FC. تاراشو، ةيطلخل ةعانم تاساردل يلاثم IgM فئاظوو، (BCR) ةيئابل ايلخل لبقتسم ةلاعفل.

ديزملا فرع

راي عم ال	ةم يال
جتنم ال مس	Human IgM (FC) Rabbit mAb
راعتسم مس/تاطحال م	MU; VH; AGM1; Human IgM
عون ال	Human
GeneID (Human)	3507
GeneID	3507
دصتسم ال	(P01871) يرشبل ال IgM نم 218-453 ةينيأل ضامأل عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي بيكرتل داعم يجامدن نيورب
ردصم ال	Rabbit
ةفل	Monoclonal Antibodies
قيبطت ال	WB, IF/ICC, FC, ELISA
عطاقتم لعاقت ال	Human
SWISS	P01871
نيتوربل نزو	49kDa
نحش ال	Ice bag