

## قودت ال ساي قول () يرش ب ال Lamp2 دض ةل س ن ال دي ح و داض م P13473 - يول خ ال

رص ن ال م قر : CM0004629



### ة مد قم

ع م ق ق ف ا ر ت م ب ن ر أ ل ن م ة ل س ن ال دي ح و داض م  
ه ن م ق ق ح ت ل م ت ، يرش ب ال LAMP2 ف د ه ت س ي و  
ي ل ا ث م . ا ي ا ل خ ل ل خ ا د ي و ل خ ال ق ف د ت ل س ا ي ق ل  
م ا ه ت ل ا ل ا و ، ة ل ا ح ل ا ت ا م ي س ج ل ن و ك ت ة س ا ر د ل  
ت ا ن ي ع ع م ل ع ا ف ت ي . ي ع ا ن م ل ا ض ر ع ل ا و ، ي ت ا ذ ل ا  
ة يرش ب .

دي ز م ل ف ر ع ا

| ل م ا ع م ل ا                     | ه م ي ق ل ا                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج ت ن م ل م س ا                   | يرش ب ال LAMP2 ل ة ل س ن ال دي ح و داض م ب ن ر أ                                                                                                                                                |
| ر ا ع ت س م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م | DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110                                                                                                                                                      |
| ع و ن ال                          | ن ا س ن ا                                                                                                                                                                                       |
| ن ي ج ال ف ر ع م                  | 3920                                                                                                                                                                                            |
| ن ي ج ال ف ر ع م                  | 3920                                                                                                                                                                                            |
| د ض ت س م ل ا                     | (NP_002285.1) يرش ب ال LAMP2 م 29-375 ن ي ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب ا ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ن ي ت و ر ب |
| ر د ص م ل ا                       | ب ن ر أ                                                                                                                                                                                         |
| ة ف ا                             | ة ل س ن ال ة د ي ح و د ا د ص ا                                                                                                                                                                  |
| ق ي ب ط ت ال                      | (ي ل ا د ا) ي و ل خ ال ق ف د ت ل س ا ي ق                                                                                                                                                        |
| ع ط ا ق ت م ل ا ع ا ف ت ل ا       | ن ا س ن ا                                                                                                                                                                                       |
| SWISS                             | P13473                                                                                                                                                                                          |
| ن ي ت و ر ب ال ن ز و              | 44kDa/45kDa                                                                                                                                                                                     |
| ح ش ل ا                           | ج ل ت س ي ك                                                                                                                                                                                     |