

Lilra2 - داضم الة لىسننل ديحو و داضم الة مسج

If/Icc، Fc - Q8N149 قي بطت لل Cd85H/يرش بل

رصنن الة مقرر: CM0007984



ةمدقم

نرتقم بنارأ ةلىسننل ديحو و داضم مسج LILRA2 لبقتسم فدهتسي روفورولفب نم ققحت الة م. (CD85h/ILT1/LIR7) يرش بل سايقلاو ةرولفلا ةعانم لل هتيحالص ةباجتسال تاساردل يلاثم. يقفدت الة تالذال لمشت يتل ةيرطفلا ةيعانم الة. تاديحو لاو.

ديزم الة فرع

ةمدقم الة	ةمدقم الة
جتنم الة مس	يرش بل LILRA2/CD85h ل. داضم بنارأ ةلىسننل ديحو و داضم مسج
ةلى دب ءاسا/تاطحال م	ILT1; LIR7; CD85H; LIR-7
عون الة	يرش بل
م (يرش بل) جال فرع م	11027
جال فرع م	11027
يعانم الة دصتسم الة	يرش بل LILRA2/CD85h نيتورب نم 449 لى 24 نم ةيئيم الة صامح الة عم قفاوتي لسلسلتي لىل عيوتحي فلتؤم جامدنا نيتورب (NP_001124389.2).
ردصم الة	بنارأ
ةال	ةلىسننل ةديحو و داضم الة ماسح الة
الطت الة	IF/IC, FC
لدابت الة لعاقت الة	يرش بل
SWISS	Q8N149
نيتورب الة نرو	53kDa/51kDa/48kDa/47kDa
نحش الة	جلت سيك