


Pla2G7 - ج داضم يبنارأ ةل س ن ل ددعت م داضم مسج (Wb) يبرغل يغانم ل غي ط ل ت ل ل Paf-Ah/Lp-Pla2 /يرش ب ل Q13093 - (Elisa) يغانم ل يمي زن إ ل ص ح ف ل و

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0023866



ةم د ق م

د ض ة ل س ن ل ددعت م يبنارأ داضم مسج
ق ق ح ت ل م ت ، يرش ب ل PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2
يبرغل يغانم ل غي ط ل ت ل ل ه ت ح ل ص ن م
ع م ل ع ا ف ت ي . يغانم ل يمي زن إ ل ص ح ف ل و
ض ي ة س ا ر د ل د ي ف م . ر أ ف ل و ن ا س ن إ ل
ض ا ر م ء ث و ح ب و ي ب ا ه ت ل ل ا ل ت ا د ي ب ي ل و ف س و ف ل
ة ي و م د ل ة ي ع و أ ل و ب ل ق ل ل .

دي ز م ل ف ر ع ا

ةم ل ع م ل ا	ةم ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	يرش ب ل PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 دض (pAb) ةل س ن ل ددعت م يبنارأ داضم مسج
ء ا م س أ ل /ا ت ا ط ا ح ا ل م ل ة ر ا ع ا ت م ل ا	PLA2G7; LDL-PLA2; LP-PLA2; PAFAD; PAFAH; ة غ ب ا س ل ل ة ع و م ح م ل ا 2 ز ا ب ي ل و ف س و ف ; Human PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2
ع و ن ل ا	ن ا س ن إ
م ر ع ل ا (ن ا س ن إ ل ل) ن ج ل ا ف ر ع م	7941
يغانم ل د ل و م ل ا	PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 ن ي ت و ر ب ن م 441 ل ي 22 ن م ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ي ن ي م أ ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب (NP_005075.3) يرش ب ل ا
ر د ص م ل ا	ب ن ا ر أ
ة ئ ا	ة ل س ن ل ددعت م داضم ل م ا س ا ل ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, ELISA
ل د ا ب ت ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ر أ ف ، ن ا س ن إ
SWISS	Q13093
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 50
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك