

يرش ب ال Siglec9 - ج داضم ال ةليسنن ال ديحول داضم ال مسجل Q9Y336 - يولخل قفدت ال سايق ل - ب نرتقؤم ال رصنع ال مقرر: CM0007963

ةمدقم

دض - ب نرتقؤم ب نرأ ةليسنن ال ديحول داضم مسجل سايق ل صصخم (CD329) يرش ب ال SIGLEC9 عم هلعافت نم ققحتل مت . يولخل قفدت ال نيتكي لل نع فشكي و ، ةيرش ب ال طامنأل ا يف كراشم ال كيلي لاي سل اضم حب طبترم ال ايا لخل قاصت ال .

ديزم ال فرع

راي عم ال	ةم ي ل
جت نم ال مس	يرش ب ال SIGLEC9 دض ب نرأ ةليسنن ال ديحول داضم ال مسجل
ةلي دب ءام س / تاطحال م	CD329; CDw329; FOAP-9; siglec-9; OBBP-LIKE
عون ال	يرش ب
نيج ال فرعم	27180
يعانم ال دلوم ال	(NP_055256.1) يرش ب ال SIGLEC9 نيتورب نم 18-348 ةني مأل اضا مأل عم قفاوتي يني مأل لسل ست يل ع يوتحي فلتؤم يجامدن نيتورب
ردصم ال	ب نرأ
فينصت ال	ةليسنن ال ةديحو داضم ال ماسجأل
قبطت ال	(FC) يولخل قفدت ال سايق
يلدابت ال لعافت ال	يرش ب
SWISS	Q9Y336
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 52 ، نوتلاد وليك 50
حش ال	جلت سيك