

Anti-Hur/Elavl1 J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q15717

رخصن عل مقرر: CM0003077



مقدم

بنرأل نم ةدوجل يللاع ةللسنل دىحو داضم
J- WB, IHC-P, IF/ICC, IP, و ELISA. فدهتسى
ELAVL1 لىل فرعتى. يذجل او يرأفل او يرشبل
دعب ميظنتل او mRNA رارقتساب ةلعلتمل
خسنل.

دىزمل فرعا

لماعمل	همىل
جتنملا مس	بنرأل نم ةللسنل دىحو داضم HuR/ELAVL1 [KO] ةطساوب ققحتل مت
ةراعتسم ءامسا/اتاطحال م	HUR; Hua; MeIG; ELAV1; L1
عاونال	ناسن
(ناسن) (GeneID) نىجل فرعم	1994
دصتسملا	(Q15717) يرشبل ال HuR/ELAVL1 نم 1-100 ةنمىمأل صامأل لعا لسلست عم قفاوتى يعانطصا دىتبل يعانطصا دىتبل
ردصملا	بنرأ
ةئفل	ةللسنل دىحو داضم
قبطتلا	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
عطاقتل لعاقتلا	ذرج، رأف، ناسن
SWISS	Q15717
نىتوربل نزو	36kDa
نخشل	جلت سىك