

و If-P و Wb لـ Icam1 (Cd54) دض ةجسنأل ددعت م داض م سح Elisa - Q00238

رصنع ال مقرر: CM0023438

ةمدقم

Icam1 لـ (pAb) ةجسنأل ددعت م بنرأ داض م سح
م، ELISA و IF-P و WB في مادختسالل قدصم
ءيزج فدهتسي. ذجل او رألل عم لدابت م لعافت
هنزو، 1 (CD54) ايلخل ني ب قاصتلال
UniProt Q00238 زم ر، نوتلاد وليك 60 يئيئجل
ةج هو يولخل قاصتلال تاساردل يلاثم
ءاضيب الل تايركل.

ديزملا فرع

ةمدقم ال	ةمدقم ال
جتنم ال م س	Icam1 Rabbit pAb
ةليدب ءامسأ / تاطحال م	CD54; ICAM; Icam1
عون ال	ذج
رشب لل (نجل ال فرع م)	3383
نجل ال فرع م	25464
يعانم ال دصتسم ال	(NP_037099.1) ذجل لل Icam1 ني تورب م 493 يل 28 م ةني مأل ضامأل عم قفاوتي ني مأل لسلست يل ع يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب
ردصم ال	بنرأ
ةفل	ةجسنأل ددعت م داض م ماسح
قبيطت ال	WB, IF-P, ELISA
لدابت ال لعافت ال	ذج، رأل
SWISS	Q00238
ني تورب ال نزو	نوتلاد وليك 60
نحش ال	جلت سيك