

ج- ةداضم الـ بنارألـ نم ةلـسنن الـ ةدعتم ةداضم الـ ماسجألـ Icam3 J- Wb و Elisa - P32942

رصنع الـ مقرر: CM0024941



ةمدقم

دض بنارألـ نم ةلـسنن الـ ددعتم داضم مسج
هتحص نم ققحت الـ مت، يرشب الـ ICAM3 (CD50)
قاصت الـ ةساردلـ يلاثم. ELISA و WB-
تالعاتو، ةمغلبلـ او، ةمغلبلـ الـ ايلـ
عم أنـ ابتم لعاتي. ةنصغتم الـ ايلـ
ناسنـ.

ديزم الـ فرع

ةمدقم الـ	ةمدقم الـ
جتنم الـ مسا	ICAM3 Rabbit pAb
راعتسم مسا / تاطالـ	CD50; CDW50; ICAM-R; ICAM3
عون الـ	ناسنـ
ناسنـ (الـ) فرع	3385
نـ فرع	3385
يعانم الـ دضتم الـ	NP_002153.2) يرشب الـ ICAM3 نم 490 إلى 270 نم ةنـم الـ صامألـ لثمـ لسلسـتـ يلعـ يوتحيـ فلتؤمـ يجامدنـ نيـتوربـ
ردصم الـ	بنـ
ةفـ	ةلـسنن الـ ةدعتم ةداضم الـ ماسجألـ
قـبـطـ الـ	WB, ELISA
لدابتـ لعاتـ الـ	ناسنـ
SWISS	P32942
نيـتوربـ الـ نزو	نوتلاد وليك 60
نـشـ الـ	جلـثـ سيـكـ