

ل- Icam3/Cd50 داضم يبنرأ ةليسنل ديحو داضم مسج Wb وIhc-P وFc - P32942 تاقيبطتل

رصنعل مقرر: CM0009460



ةمدقم

ل- داضم يبنرأ ةليسنل ديحو داضم مسج ICAM3/CD50 م. يرشبل م. ققحتل م. ت. يرشبل م. WB وIF/ICC وIHC-P وFc تاقيبطتل هتيحالص نيوربل عمال دابت مالعافت لغافتي. ELISA و تايركل قاصتل ةسار دل يلثم. يرشبل م. ةيعانم لايالخل تالعافت وءاضبل م.

ديزم لفرع

رايعم ل	همي ل
جتنم ل م س ا	ICAM3/CD50 Rabbit mAb
ةليدبل ءام سأل/تاطحال م ل	CD50: CDW50: ICAM-R
عون ل	ناسن ل
م ل ج ل ف ر ع م	3385
م ل ج ل ف ر ع م	3385
يعانم ل دضتسم ل	يرشبل م ICAM3 م 30-114 ةني مأل ضامح ل قباطم لسلسل يلع يوتحي فلتؤم يجامدن نيورب (NP_002153.2)
ردصم ل	بنرأ ل
ةئفل	ةليسنل ةديحو ةداضم ل ماسج ل
قيبطتل	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
لدابت مالعافت ل	ناسن ل
SWISS	P32942
نيوربل نزو	نوتلاد وليك 60
نحش ل	جلت سيك