

lcam5 - داضم الة لىسن ال يداح أال داضم ال مسجل Elisa - و IHC-P و IF-P و Wb تاقى ببطت لل (نيلافسنيليت) Q60625

مقرر: CM0009046

مقدم

فدهتسي بنارأل نم ةلىسن ال يداح أال داضم مسجل
، يرأف ال (نيلافسنيليت) ICAM5 نيتورب
و IHC-P و IF-P و WB في مادختس ال دمتم
نيتورب ال عمّال دابتمّ ال عافت لعافت
في ثحب لل بسانم . ذرل او رأف ال و ناسن إل نم
ة بصع ال ايلخ ال قاصت لل و ح باصع ال ملع
ة بصع ال تانصغت ال نيوكتو

ديزمال فرع

ةمى ال	ةمى ال
جتنم ال مس	ICAM5 Rabbit mAb
ةراعسم ءامس / تاطحال م	TLN; CD50; Tlcn; lcam3; ICAM-3; ICAM-5
عون ال	رأف ال
ناسن إل ال فرع	7087
نيتورب ال فرع	15898
يعانم ال دصتسم ال	(NP_032345.2) يرأف ال ICAM5 نيتورب نم 227 إلى 32 نم ةينم ال اصاص ال لباقي لسلسل يلع يوتحي فلتؤم يجامدن نيتورب
ردصم ال	بنرأل
ةف ال	ةلىسن ال يداح أال داضم ال مسجل
قبطت ال	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
ةلدابت ال علفا ال	ذرل ال ، رأف ال ، ناسن إل
SWISS	Q60625
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 97
نحش ال	جلت سيك