

Wb, IHC-P, Anti-Idh3A ددعت م داضتسم ل بنرأل ن م تادضتسم ل ددعت م Anti-Idh3A داضم If/Icc, Elisa - P50213

ررضنعل مقرر: CM0018002



ةمدقم

يلاع بنرأل ن م تادضتسم ل ددعت م داضم ل-هنم ققحتل مت، يرشبل IDH3A دض ةدوجل ناسنإل عم لعافت ي WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. بئكرتل داعم دضتسم ني تورب. رأل، رأل، TCA ةرود ةساردل بسانم. ةيغونل نمضي ةلصل تادضارمأل او

ديزل فرعا

لماعل	ةمقل
جتنم ل م سا	IDH3A Rabbit pAb
راع تسم م س/اتاطحال م	RP90; IDH3A
عونل	ناسنإ
نجل الفرعم (GeneID)	3419
دضتسم ل	يرشبل IDH3A (NP_005521.1) نم 28-366 ةني مأل اضا مأل عم قفاوت ي لس لس ت يلى ع يوتحي بئكرتل داعم يجامدن ني تورب
ردصم ل	بنرأ
ةئل	تادضتسم ل ددعت م داضأ
قبطتل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاقم ل لعافتل	دج، رأل، ناسنإ
SWISS	P50213
ني تورب ل نزو	40kDa
نحش ل	جلت سيك