

Jer3 - داضم يبنارأ ةلئسنل ددعت م داضم مسج

Wb و IHC-P و Elisa - P46695 تاقيبطتل

مقرر: CM0030071 رصنع

مقدم

Jer3 - داضم يبنارأ ةلئسنل ددعت م داضم مسج (western blot) ةبغرل ةخلل تاقيبطتل IER3 و نيفارابلاب ةبشم تانل IHC و يرشب IER3 نيتورب نع فشك. ELISA. ERK تاراشف ةيسئي ةمالع وه، يرأفل او يناترسل داوجل ةمواقم.

ديزم الفرع

معلم	مقولا
مستسا	IER3 Rabbit pAb
ماءسأل / تاطحالام ةراعتسم	DIF2; IEX1; PRG1; DIF-2; GLY96; IEX-1; IEX-1L; IER3
ونل	يرشب
م (رشب) نجل فرعم	8870
نجل فرعم	8870
يعانم دصتسم	يرشب IER3 نيتورب 150 إلى 50 نم ةينمأل صامأال نمض لسلسلست عم قفاوت يغانطصا ديتبب: يعانطصاال ديتببال (NP_003888.2)
ردصم	بنارأ
ةف	ةلئسنل ددعت م داضم ماسأال
قبطتل	WB, IHC-P, ELISA
لداتم لعافتال	يرأف، يرشب
SWISS	P46695
نيتوربال نرو	نوتلاد وليك 17
نحل	جلت سيك