

Elisa - Wb J- بنرأال نم تادضتسم الم ددعتم Anti-Ifi35 داضم P80217

رصنع الم مقرر: CM0018777

ةمدقم

IFI35 دض بنرأال نم تادضتسم الم ددعتم داضم ج- هتخص نم ققحتل مت (IFP35) يرشبل ناسنإل عم لعافت ي. ELISA و Western blot نوري فرتنإل اب زفحم ني تورب وه IFI35. رأفل او تاراشإو ةيرطفل ةيعانم الم تاباجتسال المطن ي NF-kappa-B.

ديزم الفرع

لماع الم	ةميقل
جتنم الم سا	IFI35 Rabbit pAb
راعتسم مس/تاطحال م	IFP35; IFI35
عونل	ناسنإ
GeneID (ناسنإ)	3430
GeneID	3430
يعانم الم دضتسم الم	بنرأال نم 1-288 ةيعانم الم صامأال عم قفاوت ي لسلسل يلع يوتحي بيكرتال داغم ني تورب اب بكرتال داغم ني تورب (NP_005524.2).
ردص الم	بنرأ
ةئفل	تادضتسم الم ددعتم ةداضم ماسحأ
قيبطت الم	WB, ELISA
عطاقت الم لعافت الم	رأف، ناسنإ
SWISS	P8022
ني تورب الم نزو	32kDa
نحش الم	جلت سيك