

Wb)، (If/Icc) ةيولخل ةعانمل او، (Ihc-P) ةيجيسنل ةعانمل او، Ifi44 ددعت م يبنرأل داضم Elisa - Q8Tcb0 ةسي اقمو

رصنعل مقرر: CM0027145

ةمدقم

IFI44 فدهتسي لئاسنل ددعت م يبنرأل داضم
WB، IHC-P، IF/ICC، ل هتحص نم ققحتل م
يرأفل او يرشبل IFI44 لىل فرعتي ELISA،
ةيبوبنأل لكايهل تاساردل بسانم. يذجل او
ثاأب أو نوريفرتن إلاب ةتحتسمل ةقيقل
تاي مويو ربلا.

ديزل فرعا

لماعمل	ةمقل
جتنملا مسا	IFI44 Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطحال م	p44; MTAP44; A430056A10Rik; IFI44
عونلا	رأف
GeneID (يرشب)	10561
GeneID	99899
دصتسملا	(NP_598632.2) يرأفل IFI44 نم 100-200 ةينمأل صامأل لحد لسلسل عم قفاوتي يغانطصا ديتب
ردصملا	بنرأ
ةفلا	لئاسنل ددعت م داضم ماسجا
قبطتل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاقتمل لعافتلا	ذرج، رأف، ناسنل
SWISS	Q8TCB0
نيتوربل نزو	50kDa
نحشلا	جلت سيك