

## ض ب ن ر أ ل ل ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م Ifn-Gamma J- Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P01579

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0011050



### ة م د ق م

IFN-gamma ض ب ن ر أ ل ل ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. ل ه ن م ق ق ح ت ل م ت و ه و ، ي ر ش ب ل IFN-gamma ن ع ف ش ك ي ة ي ع ا ن م ل ا ت ا ب ا ج ت س ا ل ا ي ف ي س ي ئ ر ن ي ك و ت ي س ، ت ا س و ر ي ف ل ل ة د ا ض م و ، ت ا ب و ر ك ي م ل ل ة د ا ض م ل ا م ا ر و أ ل ل ة د ا ض م و .

د ي ز م ل ف ر ع ا

| ل م ا ع م ل                         | ه م ي ق ل ا                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج ت ن م ل م س ا                     | IFN-gamma Rabbit mAb                                                                                                                                                           |
| ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م | IFG; IFI; IMD69                                                                                                                                                                |
| ع و ن ل ا                           | ن ا س ن ا                                                                                                                                                                      |
| GeneID (ي ر ش ب)                    | 3458                                                                                                                                                                           |
| GeneID                              | 3458                                                                                                                                                                           |
| د ض ت س م ل ا                       | IFN-gamma (NP_000610.2) ي ر ش ب ل IFN-gamma ن م 24-166 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م ح أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب |
| ر د ص م ل ا                         | ب ن ر أ                                                                                                                                                                        |
| ة ئ ف ل ا                           | ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ ة د ا ض م م ا س ح أ                                                                                                                                    |
| ق ي ب ط ت ل ا                       | WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                                                                   |
| ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا       | ن ا س ن ا                                                                                                                                                                      |
| SWISS                               | P01579                                                                                                                                                                         |
| ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و               | 19kDa                                                                                                                                                                          |
| ح ش ل ا                             | ج ل ت ة ب ي ق ح                                                                                                                                                                |