


(Wb)، يبرغل ليجرتل Igf2Bp3 دض لئاسنل ددعت ماضم
(If/Icc)، ةيولخل ةعانمل او، (Ihc-P)، ةيجيسنل ةعانمل او
يعانمل صاصتمال رابتخ او، (Ip)، يعانمل بيسرتل او
000425 - (Elisa) ميزنل اب طبترم

مقر: CM0029972 رصنعل



ةمدقم

IGF2BP3 دض بنرأل نم لئاسنل ددعت ماضم
مادختسالل هتحتص نم ققحتل مت، يرشبل
لعافت عم WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
ثوحتبل يلاثم. ناذرل او نارئلل عم لدابت
يبيرل يوونل ضمحلل اب طابترال تانيتورب
(RNA-binding proteins) ملعو باروأل ملع في
يروطتل اءاأل.

ديزل فرعا

لماعمل	هميقل
جتنملا مس	IGF2BP3 Rabbit pAb
راعسم مس/اتطالام	KOC, CT98, IMP3, KOC1, IMP-3, VICKZ3, IGF2BP3
عونلا	ناسنل
نيجل فرعم (GeneID)	10643 (ناسنل)
دضتسملا	NP_006538.2) يرشبل IGF2BP3 نيتورب نم 300-579 ةنيملال ضامحال عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي بيكرتل داعم يجامدن نيتورب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	لئاسنل ددعت ماضم
قبطتل	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
عطاقم لعافتلا	درج، رأف، ناسنل
SWISS	000425
نيتوربال نزو	64kDa
نحشلا	جلت سيك