


J- Il-1Racp J- Wb، Ihc- P، Elisa - Q9Nph3

مصنوع في مصر: CM0030555



معلومات

IL-1R3 (IL1R3) هو بروتين غشائي يشارك في استجابة الجهاز المناعي. يتم استخدامه في اختبار Western blot، IHC-P، و ELISA. يُستخدم أيضًا في اختبار ELISA. يُستخدم أيضًا في اختبار ELISA. يُستخدم أيضًا في اختبار ELISA.

معلومات إضافية

معلومات	معلومات
معلومات	IL-1R3 Rabbit pAb
معلومات / معلومات	IL1R3; C3orf13; IL-1R3
معلومات	معلومات
معلومات (معلومات)	3556
معلومات	3556
معلومات	NP_001161402.1 (IL-1R3) هو بروتين غشائي يشارك في استجابة الجهاز المناعي. يتم استخدامه في اختبار Western blot، IHC-P، و ELISA. يُستخدم أيضًا في اختبار ELISA. يُستخدم أيضًا في اختبار ELISA.
معلومات	معلومات
معلومات	معلومات
معلومات	معلومات
معلومات	معلومات
معلومات	معلومات
معلومات	معلومات
معلومات	معلومات
معلومات	معلومات