


Anti-IL18R1/IL-18 R Alpha J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13478

رخصن عل مقرر: CM0023710



مقدم

بنرألا نم ةدوجل ال يل اع لئاسنل ددعت م داضم
 يرش بل ال IL18R1 (CD218a, IL-18Rα)،
 ةيحيسنل ةعانمل او، Western blot، ل بسانم
 ELISA، و (IF/ICC)، ةيعانمل ةعانمل او، (IHC-P)
 يذجل او يرأفل او يرش بل ال IL18R1 فشكي
 Th1 ايلخ طيشنت يف قيقحتلل يلا ثم
 باهتلال تاراش او IL18 ةطساوب طسوتمل

يذمل الفرع

راي عم ال	هم يقي ال
جتنم ال مس	IL18R1/IL-18 R alpha Rabbit pAb
راع تسم مس/اتاطح الم	CD218a; IL18RA; IL1RRP; CDw218a; IL-1Rrp; IL-18Ralpha; IL18Ralpha2; IL-18R-alpha; IL18R1/IL-18 R alpha
عاون ال	ناسن
GeneID (ناسن)	8809
GeneID	8809
دصتسم ال	بيكرتلا داعم ني تورب
ردصم ال	بنرأ
ةفلا	لئاسنل ددعت م داضم
قيبطت ال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاقت الم لعافت ال	ذج، رأف، ناسن
SWISS	Q13478
ني تورب ال نزو	62kDa
نحش ال	جلت سيك