

و If/Icc و Wb تاقىب طتل IL1Ra دض ةل س ن ل ددعت م داض م س ج If-P و Elisa - P18510

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0022797



ة م د ق م

IL1Ra دض ةل س ن ل ددعت م ي ب ن ر أ داض م س ج
(1 ن ي ك و ل ر ت ن إ ل ت ا ل ب ق ت س م داض م)
و (Western blot) ي ب ر غ ل ف ا ش ن ل ت ا ق ي ب ط ت ل
ن ا س ن إ ل د ن ع IL1Ra ف ش ك ي . ELISA و IF-P و IF/ICC
ت ا ر ا ش إ و ب ا ه ت ل ا ل ت ا س ا ر د ل د ي ف م . ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ا و
ت ا ن ي ك و ت ي س ل ل .

د ي ز م ل ف ر ع ا

ل م ا ع م ل	ة م ي ق ل
ج ت ن م ل م س ا	IL1Ra Rabbit pAb
ة ر ا ع ت س م ل ء ا م س أ ل / ت ا ط ا ح ا ل م ل	DIRA; IRAP; IL1F3; IL1Ra; MVCD4; IL-1RN; IL-1ra; IL-1ra3; ICIL-1Ra
ع و ن ل	ن ا س ن إ ل
م ن ج ل ل (ن ا س ن إ ل ل) ف ر ع م	3557
م ن ج ل ف ر ع م	3557
ي ع ا ن م ل د ض ت س م ل	(NP_776214.1) ي ر ش ب ل IL1Ra ن ي ت و ر ب م 177 ل 24 م ن م ي ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ن ي م ي ل س ل س ت ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل	ب ن ر أ ل
ة ف ل	ة ل س ن ل ة د د ع ت م ة د ا ض م ل م ا س ج أ ل
ت ا ق ي ب ط ت ل	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ع ا ف ت ل	ذ ر ج ل , ر أ ف ل , ن ا س ن إ ل
SWISS	P18510
ن ي ت و ر ب ل ن ز و	20 ن و ت ل ا د و ل ي ك
ن ح ش ل	ي ج ل ت س ي ك