

Wb, Ihc-P, Elisa - J- بنرأل نم ةلېسننل يداحأ II23R دأضم Q5Vwk5

رصننعل مقرر: CM0003320



ةمدقم

دض ةدوجل يللاع بنرأل نم ةلېسننل يداحأ دأضم IL23R (PSORS7 راعتسم السال) يرشب ال IL23R مع ELISA و IHC-P، WB- ل هتحص نم ققحت ال ذرل او، رأفل او، ناسنل عم بلاصت ملعافت ملعو IL23R لبقتسم ةراشإ ثاحبأل يلل اثم ةعانملا.

ديزمل فرعا

لماعمل	هميقل
جتنم الس	IL23R Rabbit mAb
راعتسم الس/اتطاحالم	PSORS7; IL23R
عونل	ناسن
GeneID	149233
دصتسملا	(NP_653302.2) يرشب ال IL23R نم 510-629 ةنيملال صامأل عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي بيكرتل داغم يجامدن نيوتوب
ردصملا	بنرأ
ةئفل	ةلېسننل يداحأ دأضا
قبطتل	WB, IHC-P, ELISA
بلاصت ملعافت	ذرل، رأفل، ناسن
SWISS	Q5VWK5
نيوتوبال نزو	72kDa
نحشلا	جلت سيك